

FICHE PRODUIT

Bande de résine SOFT CAST - Blanc

Référence : SOC-9969

Description du produit

Bande de résine Soft Cast 3M - blanc

La **bande de résine semi-rigide en fibre de verre Soft Cast** permet la réalisation d'**appareils de contention souple inextensible pour une immobilisation fonctionnelle** (entorses de cheville, appareils pour pieds bots, chaussons de décharge pour pied diabétique).

Des bénéfices pour la rééducation

Les appareils réalisés permettent de **diminuer l'amyotrophie, la raideur articulaire et donc la durée globale de la rééducation**. Ils permettent également d'améliorer le drainage veineux et d'accélérer la cicatrisation des éléments lésés.

Tailles et conditionnement

Tailles disponibles : **2,5 cm x 1,8 m, 5 cm x 3,6 m, 7,6 cm x 3,6 m, 10,1 cm x 3,6 m et 12,7 cm x 3,6 m**. Conditionnement : boîte de 10 bandes Soft Cast blanc.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18787-bande-de-resine-soft-cast-blanc.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 2.5 cm x 1.8 m	SOC-880371	
Dimensions - 5 cm x 3.6 m	SOC-880372	
Dimensions - 7.6 cm x 3.6 m	SOC-880373	
Dimensions - 10 cm x 3.6 m	SOC-880374	
Dimensions - 12.7 cm x 3.6 m	SOC-880375	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com