

FICHE PRODUIT

Bande de résine SOFT CAST 2,5 cm x 1,8 m - Couleurs

Référence : SOC-10236

Description du produit

Bande de résine Soft Cast 3M 2,5 cm x 1,8 m - couleurs

La **Soft Cast** est une bande de résine semi-rigide en fibre de verre souple et flexible, enduite d'une résine polyuréthane. Elle permet de réaliser rapidement et facilement une **immobilisation fonctionnelle** (entorses de cheville, pieds bots, pied diabétique, petites lésions ligamentaires).

Rigidité modulable

La **rigidité de l'appareil est modulable en fonction du nombre de couches**, pour obtenir un niveau de contention souple adapté aux besoins. Les appareils réalisés diminuent l'amyotrophie, la raideur articulaire et la durée de rééducation, et améliorent le drainage veineux.

Combinaison avec résines rigides

En combinant la résine Soft Cast à des **résines rigides 3M (comme le Scotchcast)**, il est possible de réaliser des appareils d'immobilisation plus rigides. Format : 2,5 cm x 1,8 m, en plusieurs couleurs.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18788-bande-de-resine-soft-cast-2-5cm-couleurs.html>


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Rouge	SOC-880332	
Dimensions - Bleu	SOC-880331	

Photos du produit


SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com