

FICHE PRODUIT

Bande de résine SCOTCHCAST PLUS - Blanc

Référence : SOC-2388

Description du produit

Bande de résine Scotchcast Plus 3M - blanc

La **résine Scotchcast Plus** est une résine de contention pour **immobilisation rigide**. La bande est constituée d'une **trame tricotée de fibres de verre, enduite d'une résine polyuréthane**.

Appareils légers et résistants

Elle permet la réalisation d'**appareils d'immobilisation stricte, légers, fins et résistants**, pour un confort optimal du patient sans sacrifier la solidité.

Format et conditionnement

Présentée en bandes blanches de longueurs **1,8 ou 3,6 m**, disponible en plusieurs largeurs. Conditionnement par boîte de 10 bandes Scotchcast Plus.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18789-bande-de-resine-scotchcast-plus-blanc.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 2.5 cm x 1.8 m	SOC-011201	
Dimensions - 5 cm x 3.6 m	SOC-011202	
Dimensions - 7.6 cm x 3.6 m	SOC-011203	
Dimensions - 10 cm x 3.6 m	SOC-011204	
Dimensions - 12.5 cm x 3.6 m	SOC-011205	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com