

FICHE PRODUIT

Bande de résine SCOTCHCAST PLUS 5 cm x 3,6 m - Couleurs

Référence : SOC-9958

Description du produit

Bande de résine Scotchcast Plus 3M 5 cm x 3,6 m - couleurs

La **Scotchcast Plus** est une bande de résine synthétique destinée à la réalisation d'**appareils d'immobilisation stricte**. Constituée par l'association d'une trame de fibre de verre et d'une résine polyuréthane, elle est facile à appliquer.

Temps de prise modulable

En fonction de la complexité de l'appareil, la **polymérisation peut être réalisée par trempage ou vaporisation**, permettant de moduler le temps de prise. L'appareil fini est confortable pour le patient et doté d'une excellente rigidité.

Coloris et conditionnement

Coloris disponibles : **bleu marine, vert, bleu ciel, rouge, violet, rose fluo, jaune, orange et vert fluo**. Conditionnement : boîte de 10 bandes Scotchcast Plus 5 cm x 3,6 m.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18790-bande-de-resine-scotchcast-plus-5cm-couleurs.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Vert Fluo	SOC-880249	
Dimensions - Vert	SOC-880242	
Dimensions - Rouge	SOC-880244	
Dimensions - Rose Fluo	SOC-880246	
Dimensions - Jaune	SOC-880247	
Dimensions - Bleu Marine	SOC-880241	
Dimensions - Violet	SOC-880245	
Dimensions - Bleu ciel	SOC-880243	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com