

FICHE PRODUIT



Bande de résine SOFT CAST 5 cm x 3,6 m - Couleurs

Référence : SOC-9966

Description du produit

Bande de résine Soft Cast 3M 5 cm x 3,6 m - couleurs

La **résine semi-rigide en fibre de verre Soft Cast** est utilisée pour la réalisation de **contention souple inextensible**. Combinée avec la résine rigide Scotchcast, elle permet aussi la réalisation d'appareils d'immobilisation à visée fonctionnelle.

De multiples indications

Elle est recommandée pour de multiples indications : **entorses de cheville, appareils pour pieds bots, chaussons de décharge pour pied diabétique**. Souple et flexible, elle diminue l'amyotrophie et la raideur articulaire.

Coloris et conditionnement

Les appareils réalisés améliorent le drainage veineux et accélèrent la cicatrisation. Coloris disponibles : **bleu et rouge**. Conditionnement : boîte de 10 bandes Soft Cast 5 cm x 3,6 m.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18791-bande-de-resine-soft-cast-5cm-couleurs.html>


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Rouge	SOC-880342	
Dimensions - Bleu	SOC-880341	

Photos du produit


SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com