

FICHE PRODUIT



Bande de résine SOFT CAST 7,6 cm x 3,6 m - Couleurs

Référence : SOC-9967

Description du produit

Bande de résine Soft Cast 3M 7,6 cm x 3,6 m - couleurs

La **résine semi-rigide Soft Cast** est une résine de contention qui présente de nombreux avantages par rapport à une immobilisation conventionnelle au plâtre.

Rigidité ajustable

Avec sa **trame en fibres de verre inextensible**, elle permet de moduler la rigidité de l'appareil, donc le niveau de contention, en adaptant le nombre de couches aux besoins du patient et aux indications (entorses, lésions des ligaments, pied diabétique).

Souple après polymérisation

Après polymérisation, son **matériau reste souple et flexible**, ce qui améliore le confort du patient, diminue l'amyotrophie et accélère la cicatrisation. Combinable au Scotchcast pour des appareils plus rigides. Format : 7,6 cm x 3,6 m, en couleurs.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18793-bande-de-resine-soft-cast-7-6cm-couleurs.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Rouge	SOC-880352	
Dimensions - Bleu	SOC-880351	

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com