

FICHE PRODUIT

Bande de résine SCOTCHCAST PLUS 10,1 cm x 3,6 m - Couleurs

Référence : SOC-9960

Description du produit

Bande de résine Scotchcast Plus 3M 10,1 cm x 3,6 m - couleurs

La **Scotchcast Plus** est une bande de résine synthétique en **fibre de verre pour une immobilisation stricte**. Elle permet la réalisation d'appareils légers, fins et résistants, appréciés en orthopédie.

Temps de prise modulable

Le **temps de prise est modulable et fonction de la technique de polymérisation choisie** (trempage ou vaporisation), pour s'adapter à la complexité de l'appareil à réaliser.

Coloris et conditionnement

Coloris disponibles : **bleu marine, vert, bleu ciel, rouge, violet et rose fluo**. Conditionnement : boîte de 10 bandes Scotchcast Plus 10 cm x 3,6 m.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18794-bande-de-resine-scotchcast-plus-10-1cm-couleurs.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Bleu Marine	SOC-880261	
Dimensions - Violet	SOC-880265	
Dimensions - Vert	SOC-880262	
Dimensions - Rouge	SOC-880264	
Dimensions - Rose Fluo	SOC-880266	
Dimensions - Bleu ciel	SOC-880263	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com