

FICHE PRODUIT



Bande de résine SCOTCHCAST PLUS 12,7 cm x 3,6 m - Couleurs

Référence : SOC-9961

Description du produit

Bande de résine Scotchcast Plus 3M 12,7 cm x 3,6 m - bleu marine

Le **Scotchcast Plus** est la référence des résines synthétiques pour les **contentions rigides**. Cette bande, constituée de l'association d'une trame de fibre de verre et d'une résine polyuréthane brevetée, permet la réalisation d'**appareils simples ou complexes, légers, fins et résistants**.

Pose et cohésion de qualité

Avec sa grande facilité de pose et un **temps de prise modulable** (selon la technique de polymérisation : trempage ou vaporisation), elle assure une conformabilité, un modelage et une cohésion de qualité entre les couches.

Performance et conditionnement

L'appareil fini offre une **excellente rigidité et peut être mis en charge rapidement**. Coloris : bleu marine. Conditionnement : boîte de 10 bandes Scotchcast Plus 12,7 cm x 3,6 m.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18796-bande-de-resine-scotchcast-plus-12-7cm-bleu-marine.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com