

FICHE PRODUIT



Coton hydrophile accordeon Rekoscac

Référence : SOC-12783

Description du produit

Coton hydrophile accordéon Rekoscac PIC

Le **coton hydrophile accordéon Rekoscac** de la marque PIC allie douceur et haute absorption pour une hygiène optimale. Composé de **fibres rigoureusement sélectionnées**, il garantit une qualité irréprochable, sans impuretés ni contaminants.

Idéal pour la désinfection

Son utilisation est idéale pour la **désinfection et le nettoyage de la peau**, offrant un confort adapté aux soins les plus délicats. Grâce à sa **texture moelleuse**, il assure une application agréable tout en absorbant efficacement les liquides.

Pratique et hygiénique

Son **format en accordéon facilite la prise en main et le dosage** selon les besoins. Il est conditionné dans un sachet refermable anti-poussière, préservant sa propreté. Volumes disponibles : 50 g et 100 g.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coton/18799-coton-hydrophile-accordeon-rekosac-pic.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 50 g	SOC-855821	
Dimensions - 100 g	SOC-855822	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com