

FICHE PRODUIT

Bouchons coiffants (kimkap), pour fioles col 25"

Référence : SOC-CCP25

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bouchons coiffants "KIMKAP", Pour fioles col 25

- En polypropylène
- Avec ergots de ventilation
- Autoclavables
- Couleur naturelle
- Pour tubes SOC-TVU16

Condition minimum de vente: carton de 500 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bouchons-coiffants-kimkap/1880-bouchons-coiffants-kimkap-pour-fioles-col-25.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com