

FICHE PRODUIT



Coton hydrophile supérieur Stérilux Hartmann 100g

Référence : SOC-13054

Description du produit

Coton hydrophile supérieur Stérilux Hartmann - pureté médicale

Le **coton hydrophile supérieur Stérilux Hartmann** est fabriqué à partir de **fibres de coton cardées**, soigneusement agencées en bande pliée en accordéon pour garantir une utilisation optimale en soins médicaux et d'hygiène.

Qualité pharmaceutique

Ce coton médical est **100% pur coton hydrophile, conforme à la Pharmacopée Européenne**, assurant une haute qualité et une parfaite tolérance cutanée. Il est **exempt de latex et de phtalates**, pour une utilisation sûre sur tous les types de peau.

Des usages variés

Le coton Stérilux est destiné à l'**application locale de médicaments ou à la désinfection de la peau saine**. Il peut également servir de matériau absorbant ou de rembourrage, en milieu hospitalier comme à domicile. Conditionnement : 100 g.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coton/18800-coton-hydrophile-superieur-sterilux-hartmann-100g.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com