

**FICHE PRODUIT**

## Coton accordéon Euromedis - 100 g

Référence : SOC-8026

### Description du produit

#### Coton accordéon non stérile Euromedis - 100 g

Un **coton hydrophile accordéon non stérile de qualité chirurgicale**. Doux et très absorbant, il est adapté à un usage médical et chirurgical comme la **désinfection cutanée, le nettoyage et les petits soins dermatologiques**.

#### Polyvalent

Il peut également être utilisé pour l'**hygiène quotidienne du corps et du visage**, ce qui en fait un allié du cabinet comme de l'armoire à pharmacie.

#### Format compact

Son **format de 100 g** est idéal pour un usage ponctuel ou nomade, peu encombrant. Présentation : nappe 100% coton pliée en accordéon, facile à dérouler et à découper.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/coton/18802-coton-accordeon-euromedis-100g.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com