

FICHE PRODUIT

Coton hydrophile accordéon prédécoupé

Référence : SOC-11516

Description du produit

Coton hydrophile accordéon prédécoupé

Conçu en **100% coton hydrophile doux et absorbant**, le coton accordéon prédécoupé permet les soins médicaux, notamment la **désinfection et le nettoyage des plaies**.

Polyvalent

Il peut être également utilisé comme **barrière mécanique pour la compression et l'absorption d'exsudat**, ce qui en fait un produit polyvalent pour le cabinet médical.

Pratique et formats

Avec son **format en accordéon et son prédécoupage**, il se déballe et se découpe très facilement, sans gaspillage. Modèles disponibles : **coton hydrophile de 200 g et de 500 g**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans


Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coton/18804-coton-hydrophile-accordeon-predecoupe-medistock.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com