

FICHE PRODUIT



Carrés de coton (sachet de 500)

Référence : SOC-10224

Description du produit

Carrés de coton Euromedis

Faciles à prendre en main, les **carrés de coton non-stériles Euromedis** se séparent très facilement et **ne s'effilochent pas**.

Doux et non adhérents

Très doux, absorbants et **n'adhérant pas à la peau**, ils sont parfaitement indiqués pour la **désinfection et le soin des plaies superficielles**, à l'hôpital, en cabinet médical ou à domicile.

Dimensions et conditionnement

Dimensions : **5 x 5 cm**. Conditionnement : sachet de 500 carrés de coton 5 x 5 cm, format économique pour une utilisation régulière.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coton/18806-carres-de-coton-euromedis-sachet-500.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com