

FICHE PRODUIT

Coton accordéon Euromedis - 250 g

Référence : SOC-8027

Description du produit

Coton accordéon Euromedis - 250 g

Du **coton accordéon non stérile hydrophile de qualité chirurgicale**, adapté à un usage médical et chirurgical et à un usage privé.

Le bon compromis

Son **format en 250 g est un bon compromis entre quantité disponible et encombrement**, ce qui lui permet de trouver sa place dans toutes les armoires à pharmacie, au cabinet comme à domicile.

Présentation

Doux et très absorbant, il convient à la désinfection cutanée, au nettoyage et aux petits soins.
Présentation : **nappe 100% coton pliée en accordéon**, facile à dérouler et à doser.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coton/18807-coton-accordeon-euromedis-250g.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com