

FICHE PRODUIT



Capuchons coiffants, pour tubes Dia ext.: 15-16 mm

Référence : SOC-BBP16

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Capuchons coiffants, pour tubes Ø ext: 15 - 16 mm.

- En polypropylène.
- Avec ergots de ventilation.
- Autoclavables.
- Coloris disponibles: naturel translucide, jaune, bleu, rouge, noir.
- Pour tubes SOC-TVU16, SOC-TEU16M, SOC-TCP16.
- Conditionnement: carton de 4 000.
- Condition minimum de vente: sachet de 1 000 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/capuchons-coiffants/1881-capuchons-coiffants-pour-tubes-o-ext-15-16mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com