

FICHE PRODUIT

Coton salivaire N°2 - 300g

Référence : SOC-11881

Description du produit

Coton salivaire N°2 - 300 g

Le **coton salivaire** est utilisé principalement pour les **soins dentaires afin d'absorber et de réduire la salive** lors de soins spécifiques (isolation de dents).

Doux et adaptable

Doux et flexible, le coton **s'adapte parfaitement à la forme de la gencive**, pour un confort optimal du patient pendant le soin. Il ne contient pas de chlore et est 100% coton.

Dimensions et conditionnement

Dimensions : **3,8 cm x diamètre 1 cm**. Conditionnement : sachet de cotons salivaires de 300 g (environ 15 rouleaux de 40 cotons).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coton/18810-coton-salivaire-n2-medistock-300g.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com