

FICHE PRODUIT



Boules de gaze stériles

Référence : SOC-10226

Description du produit

Boules de gaze stériles Euromedis

Les **boules de gaze stériles** sont présentées sous sachet stérile, **prêtes à l'emploi**. Elles sont idéales pour le **nettoyage et l'application d'antiseptique** sur une zone cutanée.

Plusieurs modèles

Plusieurs conditionnements sont disponibles : **2 boules (50 sachets)**, **4 boules (25 sachets)**, **5 boules (25 sachets)** et **10 boules (25 sachets)**, pour s'adapter à chaque besoin de soin.

Présentation

Elles sont **livrées dans une boîte distributrice**, garantissant une prise hygiénique et un stockage propre. Idéales pour les services hospitaliers, cabinets médicaux et infirmiers.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coton/18811-boules-de-gaze-steriles-euromedis.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 25 sachets de 4 boules de gaze	SOC-882032	
Dimensions - 25 sachets de 5 boules de gaze	SOC-882034	
Dimensions - 25 sachets de 10 boules de gaze	SOC-882033	
Dimensions - 40 sachets de 2 boules de gaze	SOC-882031	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com