

FICHE PRODUIT

Boules de coton (sachet de 700)

Référence : SOC-2889

Description du produit

Boules de coton Medistock - coton hydrophile 100% coton

Les **boules de coton Medistock** sont fabriquées en **coton hydrophile 100% coton, doux et très absorbant**, spécialement conçues pour les gestes d'hygiène et de soins quotidiens en cabinet médical comme à domicile.

Pratiques et économiques

Présentées en **sachet de 700 unités**, elles offrent une solution à la fois pratique et économique pour le nettoyage de la peau et l'application de solutions ou antiseptiques.

Douces et non irritantes

Coton doux, **non irritant et très absorbant**, les boules de coton Medistock sont agréables au contact de la peau et conviennent parfaitement aux peaux sensibles, y compris celles des enfants et des personnes fragiles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coton/18813-boules-de-coton-medistock-sachet-700.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Pour le professionnel et le particulier Nos Marques ... 3M 3M LITTMANN	SOC-1989	
Dimensions - Sachet de 700 ln	SOC-014762	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com