

FICHE PRODUIT

Boules de coton non stériles (sachet de 700)

Référence : SOC-10223

Description du produit

Boules de coton non stériles Euromedis

Ces **boules de coton hydrophile** sont idéales pour la **décontamination, le nettoyage de la peau ou l'absorption de sang et d'exsudats** lors du traitement d'une plaie superficielle.

Douces et absorbantes

Douces et dotées d'un **fort pouvoir d'absorption**, elles **n'adhèrent pas à la peau**, ce qui les rend confortables et pratiques lors des soins.

Conditionnement

Conditionnement : **sachet de 450 g - 700 boules de coton**, un format économique adapté aux services hospitaliers, cabinets médicaux et infirmiers.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coton/18814-boules-de-coton-non-steriles-euromedis-sachet-700.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com