

FICHE PRODUIT

Coton hydrophile en rouleau de 500g

Référence : SOC-11517

Description du produit

Rouleau de coton hydrophile de 500 g

Doux et très absorbant, le **coton hydrophile** permet de **nettoyer et désinfecter les plaies et la peau** lors de petits soins médicaux.

Un format professionnel

Sa présentation en **rouleau de 500 g** est adaptée aux besoins d'un cabinet médical, d'une infirmerie ou d'un laboratoire d'analyse, pour un usage régulier.

Conditionnement

Conditionnement : **rouleau de 500 g de coton hydrophile**, à dérouler et découper selon les besoins du soin.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coton/18817-coton-hydrophile-rouleau-500g-medistock.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com