

FICHE PRODUIT



Coton accordéon Euromedis - 500 g

Référence : SOC-8028

Description du produit

Coton accordéon Euromedis - 500 g

Ce **coton hydrophile accordéon non stérile de qualité chirurgicale**, très doux et très absorbant, est bien adapté pour réaliser de **petits soins médicaux** tels que le nettoyage et la désinfection de la peau.

Polyvalent

Utilisé dans un cadre privé, il convient bien aux **soins quotidiens et à l'hygiène du visage**, ce qui en fait un produit polyvalent.

Format économique

Avec son **format économique de 500 g en accordéon**, il répond aux besoins des cabinets médicaux et infirmeries. Présentation : nappe 100% coton pliée en accordéon.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coton/18818-coton-accordeon-euromedis-500g.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com