

FICHE PRODUIT

Armoire à instruments, Modèle YC84J25

Référence : SOC-TIA-YC84J25

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La structure principale de l' **Armoire à instruments, Modèle YC84J25** est faite d'alliage d'aluminium. Il dispose d'un porte rideau équipé d'un système de balance et d'équilibrage très facile à ouvrir et à fermer ainsi que de 13 casiers médicaux amovibles pouvant être utilisés pour conserver les appareils et les produits médicaux. Le coffret contenant ces casiers peut être verrouillé.

Caractéristiques

* Les dimensions et la structure interne de l'appareil pourraient être fabriquées sur commande du client.

- * Dimensions totales : 700 x 530 x 1700(mm).
- * Dimensions d'emballage : 750 x 580 x 1770(mm).
- * Emballage : carton.
- * Poids net : 92.5 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-a-instruments/1882-armoire-a-instruments-modele-yc84j25.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com