

FICHE PRODUIT

Distributeur de coton salivaire

Référence : SOC-11882

Description du produit

Distributeur de coton salivaire

Le **distributeur de coton salivaire** est idéal en cabinet dentaire, pour une organisation pratique et hygiénique du poste de soin.

Distribution facile

Une **simple pression sur le couvercle du dessus** permet de distribuer le nombre de cotons salivaires dont le praticien a besoin, sans manipulation superflue.

Compatibilité

Le distributeur est **adapté au coton salivaire de 3,8 cm de long maximum**. Il est livré vide, prêt à être rempli avec vos cotons salivaires.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coton/18820-distributeur-de-coton-salivaire-medistock.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com