

FICHE PRODUIT

Boules de gaze non stériles (sachet de 500)

Référence : SOC-12847

Description du produit

Boule de gaze non stérile Euromedis

La **boule de gaze non stérile** est un dispositif médical en **100% coton**, spécialement conçu pour les soins courants. Avec un **tissage de 20 fils**, elle offre une bonne résistance et une capacité d'absorption optimale.

Hygiène et absorption

Blanchie pour garantir une hygiène optimale, cette boule de gaze de **taille prune T20** est idéale pour le **nettoyage des plaies, l'absorption des fluides ou l'application de solutions antiseptiques**.

Conditionnement

Elle constitue un élément essentiel du matériel médical pour les soins quotidiens. Conditionnement : **sachet de 500 boules de gaze non-stériles**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coton/18821-boules-de-gaze-non-steriles-euromedis-sachet-500.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com