

FICHE PRODUIT

Boules en non-tissé non stériles (sachet de 500)

Référence : SOC-12846

Description du produit

Boule en non-tissé non stérile Euromedis

La **boule en non-tissé non stérile** est un dispositif doux et résistant, conçu pour divers soins médicaux et d'hygiène. **Composée de viscose et de polyester**, elle allie absorption et souplesse pour un usage confortable et efficace.

Un format adapté

De **taille prune T20**, elle **pèse entre 1 et 1,2 gramme**, offrant ainsi un format adapté aux besoins des professionnels de santé.

Polyvalente

Polyvalente, elle est **idéale pour le nettoyage, la désinfection ou l'application de solutions sur la peau**. Grâce à sa structure non-tissée, elle limite les peluches et résidus. Conditionnement : sachet de 500 boules en non-tissé non-stériles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coton/18822-boules-en-non-tisse-non-steriles-euromedis-sachet-500.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com