


FICHE PRODUIT

Pansement gras stérile Cuticell Classic

Référence : SOC-8196

Description du produit

Pansement gras Cuticell Classic - protection stérile et cicatrisation

Le **pansement gras Cuticell Classic** est un pansement gras stérile conçu pour **protéger et favoriser la cicatrisation des plaies**. Composé d'une **gaze de coton tissée enduite de paraffine neutre**, il offre une protection douce et efficace.

Non adhérent et bien toléré

Ne contenant **aucune substance allergisante**, il est parfaitement toléré par les peaux sensibles. Il peut être **découpé sans s'effiloquer** et **ne colle pas à la plaie**, préservant les tissus en phase de bourgeonnement et facilitant le renouvellement du pansement. Il maintient un environnement humide idéal pour la cicatrisation.

Indications et tailles

Recommandé en première intention pour les plaies exsudatives ou non : **brûlures du 1er et 2e degré, dermabrasions, lacérations, greffes et sites donneurs, ulcères de jambe, plaies chroniques**. Tailles : 5 x 5 cm (boîte de 5) et 10 x 10 cm (boîte de 10). Sous emballages individuels stériles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-standards-et-pansements-gras/18825-pansement-gras-sterile-cuticell-classic.html>




Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 5 x 5 cm	SOC-092451	
Dimensions - 10 x 10 cm	SOC-092452	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com