

FICHE PRODUIT



Fauteuil dentaire

Référence : SOC-AG04

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Fauteuil dentaire

Description technique:

- Certification: dispositif de la classe 1, CEE 93/42.
- Charge maximum: 230 kg.
- Siège et dossier soutenu par 2 moteurs électriques 24V.
- Tapisserie d'ameublement sans couture et antibactérienne.
- Large dossier.
- Siège anatomique.
- Repose nuque double articulation.
- Accoudoir gauche (fixé) et droit (pivotant).
- Structure d'acier inoxydable, couvert d'ABS.
- Position zéro automatique.
- Mouvement d'inclinaison de trendelembourg.
- Commandes au pied; choix libre de l'échantillonneur de couleur.
- Livraison: Départ usine, 3 semaines après ordre.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Garantie: International, 24 mois après la livraison.
- Dans la version avec un programme de vidage de mémoire, de retour à la dernière position de travail et de deux autres positions de travail de mémoire modifiable par l'utilisateur.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-dentaire/1883-fauteuil-dentaire.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com