

FICHE PRODUIT

Sparadrap microporeux non-tissé avec dévidoir Soft Fix PIC

Référence : SOC-10892

Description du produit

Sparadrap non-tissé avec dévidoir Soft Fix PIC

Le **Soft Fix de PIC** est un sparadrap microporeux confortable, **hypoallergénique à haute tolérance cutanée**, qui permet une ventilation et une aération de la peau.

Pour un usage fréquent

Il est parfaitement adapté à une utilisation fréquente sur des **peaux normales ou délicates** pour fixer des compresses et pansements qui doivent être changés régulièrement.

Dévidoir pratique

Grâce à son **dévidoir, il se découpe extrêmement facilement** et se met en place sans difficulté. Il se retire facilement et ne laisse aucun résidu sur la peau. Radiotransparent, il n'est pas visible aux rayons X. Dimensions : 2,5 cm x 9,14 m. Existe aussi sans dévidoir.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18831-sparadrap-microporeux-non-tisse-devidoir-soft-fix-pic.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com