

FICHE PRODUIT



Sparadrap Omnipor Hartmann

Référence : SOC-12551

Description du produit

Sparadrap microporeux Omnipor Hartmann

Le **sparadrap microporeux Omnipor Hartmann** est spécialement conçu pour **fixer tous types de pansements, sondes et canules**, tout en offrant une solution idéale pour les patients à peau sensible.

Respirant et confortable

Fabriqué en non-tissé microporeux, il permet une adhésion sécurisée et confortable, tout en étant **perméable à la vapeur d'eau et à l'air**, favorisant une meilleure respiration de la peau.

Pour peaux délicates

Particulièrement adapté aux peaux délicates, il offre une fixation fiable sans risque d'irritation, idéal pour les soins post-chirurgicaux. Sa texture douce et hypoallergénique garantit une **adhésion sans douleur, même lors du retrait**. Dimensions : 2,5 cm x 5 m, livré avec son dévidoir.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18832-sparadrap-omnipor-hartmann.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com