

FICHE PRODUIT



Sparadrap en tissu Omniplast Hartmann

Référence : SOC-11899

Description du produit

Sparadrap en tissu Omniplast Hartmann

Le **sparadrap Omniplast** est idéal pour une **fixation sûre et simple des compresses et des pansements**, mais aussi pour le maintien de canules, de sondes ou de cathéters.

Pratique et résistant

Le sparadrap Omniplast **se découpe facilement à la main sans ciseaux**. Il est résistant et laisse respirer la peau, pour un port confortable.

Caractéristiques

Support en tissu offrant une fixation solide. Dimensions : **2,5 cm x 5 m**. Couleur : chair, discrète sur la peau. Un sparadrap polyvalent et fiable pour le cabinet médical comme l'usage à domicile.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18833-sparadrap-en-tissu-omniplast-hartmann.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com