

FICHE PRODUIT



Sparadrap en soie synthétique Omnisilk Hartmann

Référence : SOC-13053

Description du produit

Sparadrap en soie synthétique Omnisilk Hartmann

Le **sparadrap Omnisilk en soie synthétique** est conçu pour offrir une **fixation fiable et respectueuse des peaux sensibles**. Il est idéal pour la pose de pansements, sondes, cathéters, canules et bandes chez les patients nécessitant une haute tolérance cutanée.

Adhésif hypoallergénique

Fabriqué en soie synthétique **perméable à l'air et à la vapeur d'eau**, ce sparadrap intègre un **adhésif en caoutchouc synthétique hypoallergénique** qui assure une tenue efficace sans irritation. Il ne contient pas de latex, se retire sans douleur et ne laisse aucun résidu.

Résistant et transparent RX

Résistant à la température et **transparent aux rayons X**, Omnisilk garantit un confort optimal en milieu clinique ou à domicile. Dimensions : 2,5 cm x 5 m.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18834-sparadrap-soie-synthetique-omnisilk-hartmann.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com