

FICHE PRODUIT

Micropore 3M - Sparadrap sur dévidoir hermétique

Référence : SOC-9152

Description du produit

Micropore 3M - sparadrap sur dévidoir hermétique

Ce **sparadrap microporeux hypoallergénique** offre une bonne adhésivité et est adapté aux microreliefs de la peau. Grâce à son **dévidoir rechargeable** (qui sert aussi de boîte de rangement), il se découpe très facilement à la longueur souhaitée.

Très bien toléré

Son **adhésif hypoallergénique est très bien toléré par les peaux les plus sensibles**. Combiné à une ablation indolore, cela en fait un sparadrap adapté au renouvellement fréquent de pansements. Micro-aéré, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, il **ne se décolle pas, même mouillé**.

Indications

Couleur blanche. Indications : fixation des pansements simples et peu épais, des pansements à renouvellement fréquent ou sur peau allergique ou fragile (visage, œil), et de supports de poches de stomies. Format : 2,5 cm x 9,14 m sur dévidoir hermétique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18836-micropore-3m-sparadrap-devidoir-hermetique.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com