

FICHE PRODUIT

Sparadrap non-tissé multi-extensible Hypafix

Référence : SOC-8199

Description du produit

Sparadrap non-tissé multi-extensible Hypafix

Le **sparadrap Hypafix** est une bande adhésive non-tissée multi-extensible à **haute tolérance cutanée**, permettant la fixation de pansements de grandes dimensions, de tubulures et de dispositifs de mesure.

Adapté aux zones mobiles

Conçu pour les peaux sensibles (**retrait indolore**), il est multi-extensible et s'adapte aux reliefs anatomiques et aux zones à forte mobilité comme les articulations.

Imperméable mais respirant

Imperméable aux liquides, bactéries et virus, mais perméable à l'air et à la vapeur d'eau, Hypafix limite le risque de macération tout en permettant la balnéothérapie (douches). Sur peau saine, il fournit une protection cutanée. Tailles : **2,5 / 5 / 10 / 20 cm (10 m) et 10 cm x 15 m**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18838-sparadrapp-non-tisse-multi-extensible-hypafix.html>


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 2.5 cm x 10 m	SOC-092481	
Dimensions - 5 cm x 10 m	SOC-092482	
Dimensions - 10 cm x 10 m	SOC-092483	
Dimensions - 15 cm x 10 m	SOC-092484	
Dimensions - 20 cm x 10 m	SOC-022485	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com