

FICHE PRODUIT

Sparadrap Sensitive Tape Nexcare

Référence : SOC-12792

Description du produit

Sparadrap Nexcare Sensitive Tape

Le **sparadrap Nexcare Sensitive Tape** est spécialement conçu pour les **peaux délicates et sensibles**, offrant une fixation fiable tout en respectant l'intégrité de la peau.

Minimise le décollement épidermique

Idéal pour les **applications post-chirurgicales et les changements fréquents de gaze**, il minimise le décollement épidermique lors du retrait, réduisant irritations et inconfort. Son adhésif doux et non irritant convient aux **nourrissons dès 6 mois** et aux peaux fragiles.

Bonne tenue

Sa **bonne tenue jusqu'à 48 heures**, même sur peau humide, garantit une fixation efficace tout en restant facile à retirer. Il se découpe proprement à la main, sans ciseaux. Sans latex naturel. Dimensions : 2,5 cm x 5 m.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18840-sparadrap-sensitive-tape-nexcare-3m.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com