

FICHE PRODUIT

Sparadrap microporeux non-tissé Soft Pore TNT PIC (boîte de 5, 10 ou 15 rouleaux)

Référence : SOC-10893

Description du produit

Sparadrap microporeux non-tissé Soft Pore TNT PIC

Le **Soft Pore TNT de PIC** est utilisé pour **maintenir en place des compresses, pansements** lors de soins à domicile ou en milieu hospitalier. Hypoallergénique, il respecte la peau.

Microporeux et respirant

Microporeux, il **laisse passer l'air et la vapeur d'eau**. C'est donc un sparadrap particulièrement adapté à un usage régulier sur des peaux délicates et sensibles. Il se découpe facilement sans ciseaux, pour une mise en place rapide.

Pratique et radiotransparent

Doté d'une bonne adhérence, il offre un maintien parfait et ne laisse **aucun résidu sur la peau** au retrait. Radiotransparent, il est invisible aux rayons X. Présenté en rouleau facile à transporter. Conditionnements : boîtes de 5, 10 ou 15 rouleaux (1,25 cm x 9,14 m et autres).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18841-sparadrap-microporeux-non-tisse-soft-pore-tnt-pic.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 1.25 cm x 9.14 m - Boite de 15 rouleaux	SOC-181471	
Dimensions - 5 cm x 9.14 m - Boite de 5 rouleaux	SOC-181473	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com