

FICHE PRODUIT



Sparadrap non-tissé Micropore Silicone 3M

Référence : SOC-9153

Description du produit

Micropore Silicone 3M

Le **sparadrap Micropore Silicone** est doté d'un **adhésif silicone** idéal pour le maintien des pansements, sondes ou tubulures sur peaux fragiles (visage, bébé, personnes âgées). Son **retrait est indolore et atraumatique**.

Pour les peaux les plus fragiles

Il est particulièrement recommandé pour les **personnes âgées, nouveau-nés, enfants, ou patients dont la peau est fragilisée** par des traitements (radio ou chimiothérapie, corticoïdes), des pathologies (vasculaires, diabète, œdèmes) ou intolérantes aux adhésifs traditionnels.

Repositionnable et repérable

Il est **repositionnable sans perte d'adhésivité** et facilement découpable à la main. Son **coloris bleu** permet une identification immédiate par les soignants. Tailles : 2,5 cm x 5 m (1 ou 12 rouleaux) et 5 cm x 5 m (6 rouleaux).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18843-sparadrap-micropore-silicone-3m.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 2.5 cm x 5 m (boîte de 1 rlx)	SOC-871801	
Dimensions - 2.5 cm x 5 m (boîte de 12 rlx)	SOC-871803	
Dimensions - 5 cm x 5 m (boîte de 6)	SOC-871804	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com