

FICHE PRODUIT



Sparadrap chirurgical Leukoplast Pro LF (boîte de 24, 12, 6 ou 1 rouleau)

Référence : SOC-13252

Description du produit

Sparadrap chirurgical Leukoplast Pro LF - haute adhérence

Le **Leukoplast Pro LF** est un sparadrap chirurgical **robuste et hautement adhésif**, idéal pour fixer efficacement les pansements, tubes et petits dispositifs médicaux. Conçu **sans latex (LF : Latex Free)**, il convient aux personnes allergiques.

Déchirable et inscriptible

Grâce à ses **bords crantés**, il est facilement déchirable à la main, en longueur comme en largeur. Sa grande résistance à la traction assure un maintien fiable. Sa surface est **inscriptible**, pratique pour noter des informations médicales.

Adhérence et formats

Avec son **pouvoir adhésif initial et permanent élevé**, il assure une fixation durable. Le format 10 cm x 5 m est perforé pour les plaies étendues. Tailles : **1,25 cm (boîte de 24), 2 cm (12), 5 cm (6) et 10 cm perforé (à l'unité), en 5 m.**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18845-sparadrapp-chirurgical-leukoplast-pro-lf.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 2 cm x 5 m (boîte de 12)	SOC-864632	
Dimensions - 5 cm x 5 m (boîte de 6)	SOC-864633	
Dimensions - 10 cm x 5 m	SOC-864634	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com