

FICHE PRODUIT



Sparadrap tissé Leukoplast S

Référence : SOC-11855

Description du produit

Sparadrap tissé Leukoplast S

Le **sparadrap Leukoplast S** est constitué d'un **support tissé en acétate de cellulose, rigide**. Le sparadrap est sécable à la main, dans les 2 sens.

Fort pouvoir adhésif

Avec son **fort pouvoir adhésif hypoallergénique**, il permet le maintien de pansements, de petits appareillages d'immobilisation (attelles de doigts ou d'orteils), ainsi que la fixation de dispositifs médicaux (cathéters, tubulures, sondes de trachéotomie, poches de stomie).

Résistant à l'humidité

Polyvalent et fiable, il garantit une fixation solide et sécurisée. Grâce à sa **résistance à l'eau et à l'humidité**, il assure une fixation efficace même en environnement humide, tout en restant **perméable à l'air** pour favoriser la cicatrisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18846-sparadrap-tisse-leukoplast-s.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 1.25 cm x 5 m (boîte de 24)	SOC-864851	
Dimensions - 2 cm x 5 m (boîte de 12)	SOC-864852	
Dimensions - 5 cm x 5 cm (boîte de 6)	SOC-864853	
Dimensions - 10 cm x 5 m	SOC-864854	
Dimensions - 18 cm x 5 m	SOC-864855	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com