

FICHE PRODUIT

Sparadrap ANAPORE sans dévidoir - Euromedis

Référence : SOC-7933

Description du produit

Sparadrap Anapore sans dévidoir - Euromedis

Le **sparadrap Anapore** est un sparadrap microporeux hypoallergénique **recommandé pour les renouvellements de pansements fréquents**. Il permet le maintien des pansements sur les peaux sensibles et se retire sans douleur.

Haute tolérance cutanée

Doté d'un **support non-tissé blanc**, il offre une haute tolérance cutanée, ce qui le rend adapté aux peaux les plus délicates lors de soins répétés.

Tailles disponibles

Cette version est **livrée sans dévidoir**. Tailles disponibles : **9,14 m x 1,25 cm (boîte de 24 rouleaux)** et **9,14 m x 2,5 cm (boîte de 12 rouleaux)**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18847-sparadrap-ana-pore-sans-devidoir-euromedis.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 1.25 cm x 9.14 m	SOC-014141	
Dimensions - 2.5 cm x 9.14 m	SOC-014142	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com