

FICHE PRODUIT

Sparadrap en toile Soffix Tela Pic (boîte de 10 rouleaux)

Référence : SOC-12781

Description du produit

Sparadrap Soffix Tela PIC - ruban adhésif en tissu

Que ce soit en cabinet médical, en milieu hospitalier ou à domicile, le **sparadrap Soffix Tela de PIC** garantit une fixation confortable et sécurisée. Conçu en **tissu de haute qualité**, il offre une adhérence optimale sans agresser la peau.

Fixation fiable

Idéal pour les **compresses en gaze ou en tissu non tissé**, il maintient vos pansements efficacement. Hypoallergénique et doux, il convient aux peaux sensibles et évite les irritations.

Anti-décollage et sans latex

Ses **bords rectilignes anti-décollage** préviennent le soulèvement des extrémités pour une tenue prolongée. Sans latex, il est parfait pour les personnes allergiques. Conditionnement : boîte de 10 rouleaux.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18850-sparadrap-en-toile-soffix-tela-pic.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com