

FICHE PRODUIT

Bande adhésive siliconée Hypafix Skin Sensitive

Référence : SOC-10798

Description du produit

Bande adhésive siliconée Hypafix Skin Sensitive

La **bande adhésive siliconée Hypafix Skin Sensitive** est une bande multi-extensible adaptée au maintien de pansements pour les **peaux sensibles ou fragilisées** (nourrissons, patients sous corticoïde, personnes âgées).

Adhésif siliconé

Elle est constituée d'un **support multi-extensible blanc (type Hypafix)** et d'une **masse adhésive siliconée**. Hypafix Skin Sensitive est **repositionnable (sans perte d'adhérence)** et **atraumatique au retrait**.

Idéale sur zones fragiles

Pratique si vous portez un masque ou un équipement de protection. La peau du visage étant fine et fragile, elle peut se placer sur les **zones fragiles (nez, joues, front)** et préserver l'intégrité de la peau. Tailles : **5 cm x 5 m, 10 cm x 5 m et 10 cm x 2 m**. Vendue à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18853-bande-adhesive-silicone-hypafix-skin-sensitive.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 5 cm x 5 m	SOC-117061	
Dimensions - 10 cm x 2 m	SOC-117064	
Dimensions - 10 cm x 5 m	SOC-117062	

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com