

FICHE PRODUIT



Sparadrap en soie blanche Soffix Seta PIC (boite de 10)

Référence : SOC-12698

Description du produit

Sparadrap en soie blanche Soffix Seta PIC

Le **sparadrap Soffix Seta PIC** est un adhésif médical en soie blanche conçu pour une **fixation efficace et confortable des pansements, cathéters et dispositifs médicaux**. Sa composition en **tissu de soie synthétique** lui confère une grande résistance tout en étant doux pour la peau, même en usage prolongé.

Hypoallergénique et respirant

Doté d'un **adhésif hypoallergénique à haute tolérance cutanée**, il est parfaitement adapté aux peaux sensibles et limite le risque d'irritation. Sa **perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau** favorise la respiration cutanée et réduit la macération.

Maintien optimal

Son excellente adhérence assure un **maintien optimal sur toutes les zones du corps**, même en conditions difficiles. Son décollage facile et indolore ne laisse aucun résidu. Dimensions : 2,5 cm x 9,14 m.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18855-sparadrap-soie-blanche-soffix-seta-pic.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com