

FICHE PRODUIT

Sparadrap siliconé Leukoplast Skin sensitive (boîte de 12 rouleaux)

Référence : SOC-13253

Description du produit

Sparadrap siliconé Leukoplast Skin Sensitive

Le **Leukoplast Skin Sensitive** est un sparadrap médical spécialement conçu pour les **peaux fragiles ou lésées**. Idéal pour maintenir les pansements, il est adapté aux peaux âgées, sensibles, craquelées, diabétiques, abîmées par les traitements ou à la peau délicate des bébés.

Retrait atraumatique

Sa **technologie siliconée offre un maintien fiable tout en permettant un retrait atraumatique** : la douleur est sensiblement réduite et le risque de blessure lié à l'adhésif est limité. **Réajustable plusieurs fois**, il conserve son pouvoir adhésif sans compromettre le confort.

Pratique et sécurisant

Facilement déchirable à la main, il évite l'usage de ciseaux. **Respirant et radio-transparent**, son adhésif et son fourreau antimicrobiens réduisent les risques de contamination. Dimensions : 2,5 cm x 2,6 m.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18856-sparadrap-siliconne-leukoplast-skin-sensitive.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com