

FICHE PRODUIT

Sparadrap Micropore 3M

Référence : SOC-6750

Description du produit

Micropore 3M - sparadrap

Ce **sparadrap microporeux hypoallergénique** est adapté aux peaux sensibles. Micro-aéré, il est **perméable à l'air et à la vapeur d'eau**. Il laisse respirer la peau mais **ne se décolle pas même mouillé**.

Bonne adhérence, retrait indolore

Offrant une bonne adhérence et facile à retirer (**ablation indolore**), il convient bien pour la fixation de pansements devant être souvent changés. Il laisse peu de résidus sur la peau après ablation.

Indications

Couleur blanche. Indications : fixation des pansements simples et peu épais, maintien des pansements à renouvellement fréquent ou sur peau allergique ou très fragile (visage et œil), fixation de supports de poches de stomies. Adhérence progressive, médiane et bien tolérée par les peaux fragiles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18857-sparadrapp-micropore-3m.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 1.25 cm x 9.14 m (boîte de 24 rlx)	SOC-010301	
Dimensions - 2.50 cm x 9.14 m (boîte de 12 rlx)	SOC-010302	
Dimensions - 5 cm x 9.14 m (boîte de 6 rlx)	SOC-010303	
Dimensions - 7.50 cm x 9.14 m (boîte de 4 rlx)	SOC-010304	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com