

FICHE PRODUIT



Micropore 3M - Sparadrap couleur chair

Référence : SOC-6754

Description du produit

Micropore 3M - couleur chair

Un **sparadrap microporeux hypoallergénique** à bonne adhésivité. Son ablation est indolore. Micro-aéré, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, son **adhésif hypoallergénique est très bien toléré par les peaux les plus sensibles**.

Coloris chair

De **couleur chair**, il est plus discret sur la peau. Indications : fixation des pansements simples et peu épais, maintien des pansements à renouvellement fréquent ou sur peau allergique ou très fragile (visage et œil), fixation de supports de poches de stomies.

Adhérence et tailles

Adhérence progressive, médiane, bien tolérée et **stable dans le temps**. Tailles : **1,25 cm x 9,14 m (boîte de 24)**, **2,5 cm x 9,14 m (boîte de 12)** et **5 cm x 9,14 m (boîte de 6)**, en couleur chair.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18858-micropore-3m-sparadrap-couleur-chair.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 1.25 cm x 9.14 m Chair (boîte de 24 rlx)	SOC-010308	
Dimensions - 2.50 cm x 9.14 m Chair (boîte de 12 rlx)	SOC-010305	
Dimensions - 5 cm x 9.14 m Chair (boîte de 6 rlx)	SOC-010307	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com