

FICHE PRODUIT

Sparadrap Transpore 3M

Référence : SOC-2371

Description du produit

Sparadrap Transpore 3M

Le **sparadrap Transpore** est transparent et confortable, il offre une **adhérence rapide de moyenne intensité** et permet une bonne visibilité du site.

Microperforé et élastique

Microperforé, le Transpore 3M se déchire facilement sans ciseaux dans le sens de la longueur et de la largeur. Son **support en film de polyéthylène laisse passer l'air et la vapeur d'eau**. Son adhésif hypoallergénique est peu traumatique au retrait. **Élastique**, il s'adapte aux mouvements.

Indications et tailles

Indications : maintien de pansements discrets sur zones visibles, fixation de pansements épais (pansements oculaires), fixation sûre des sondes, drains, tubulures et cathéters. Tailles : **1,25 cm (boîte de 24), 2,5 cm (12) et 5 cm (6), en 9,14 m.**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18859-sparadrap-transpore-3m.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 1.25 cm x 9.14 m (boîte de 24 rlx)	SOC-010501	
Dimensions - 2.50 cm x 9.14 m (boîte de 12 rlx)	SOC-010502	
Dimensions - 5 cm x 9.14 m (boîte de 6 rlx)	SOC-010503	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com