

FICHE PRODUIT

Sparadrap microperforé transparent Omnifilm Hartmann (boîte de 12 rouleaux)

Référence : SOC-13052

Description du produit

Sparadrap transparent microperforé Omnifilm Hartmann

Le **sparadrap microperforé transparent Omnifilm Hartmann** est conçu pour offrir une **fixation fiable et discrète**, adaptée aux besoins médicaux les plus exigeants. Fabriqué à partir d'un **film transparent microperforé**, il est doté d'un adhésif hypoallergénique à base de polyacrylate.

Visibilité des fluides

Il permet une **fixation sûre des tubes, canules ou cathéters tout en conservant une visibilité optimale des fluides**, idéale en soins hospitaliers. Respirant, il laisse passer l'air et la vapeur d'eau, limitant les irritations.

Pratique et résistant

Facile à découper dans les deux sens, **résistant à la saleté, radiotransparent**, il supporte les variations de température. Retrait indolore sans résidu, recommandé pour les peaux sensibles. Dimensions : 2,5 cm x 9,2 m. Conditionnement : boîte de 12 rouleaux.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans


Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18860-sparadrap-microperfore-transparent-omnifilm-hartmann.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com