

FICHE PRODUIT



Sparadrap Durapore 3M

Référence : SOC-10528

Description du produit

Sparadrap 3M Durapore

Le **sparadrap Durapore 3M** comporte un support tissé disposant d'une **grande résistance mécanique**. Il est perméable à l'air et à la vapeur : la peau respire donc sans risque de macération.

Fort pouvoir adhésif

Avec son **fort pouvoir adhésif**, il est indiqué pour de nombreuses applications. Il permet le maintien de pansements même volumineux, la réalisation de petits appareillages de contention ou d'immobilisation (attelles de doigts ou d'orteils), et la **fixation de dispositifs médicaux même pesants** (cathéters, tubulures, sondes de trachéotomie, poches de stomie).

Hypoallergénique et pratique

Son **adhésif hypoallergénique ne laisse pas de résidus** et est adapté aux peaux sensibles. Il se découpe sans ciseaux dans le sens de la longueur ou de la largeur. Adhérence forte et durable. Format : 12 rouleaux de 2,5 cm x 9,14 m.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18861-sparadrap-durapore-3m.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 2.5 cm x 9.14 m (boîte de 12)	SOC-010701	
Dimensions - 5 cm x 9.14 m (boîte de 6)	SOC-010704	
Dimensions - 7.5 cm x 9.14 m (boîte de 4)	SOC-010705	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com