

FICHE PRODUIT

Sparadrap chirurgical mousse Microfoam 3M

Référence : SOC-10026

Description du produit

Microfoam 3M - sparadrap mousse

Le **sparadrap Microfoam de 3M** est un **sparadrap hypoallergénique très souple constitué d'une mousse**. Il résiste à l'eau et laisse respirer la peau.

Adhésif adapté à la compression

Grâce à son **support en mousse de polyvinyle et son adhésif en polyacrylate**, il offre une adhérence rapide et assez forte, légèrement dégressive, adaptée à la fixation des pansements compressifs, des pansements de contention post-opératoire, l'habillage de plâtre ou la protection de reliefs osseux. Il **ne génère pas de lésion au retrait** et ne laisse ni trace ni résidu.

Indications et tailles

Indications : pansements post-opératoires (chirurgie viscérale, orthopédique), pansements compressifs (chirurgie vasculaire, mammaire), soutien articulaire, protection des reliefs osseux sous contention rigide. Tailles : **2,5 cm (boîte de 12), 5 cm (6), 7,5 cm (4) et 10 cm (3), en 5 m.**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18863-sparadrapp-chirurgical-mousse-microfoam-3m.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 2.5 cm x 5 m (12 rouleaux)	SOC-880751	
Dimensions - 5 cm x 5 m (6 rouleaux)	SOC-880752	
Dimensions - 7.5 cm x 5 m (4 rouleaux)	SOC-880753	
Dimensions - 10 cm x 5 m (3 rouleaux)	SOC-880754	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com